-

Составитель: Олег Олегович Силичев

з удвоением частоты с удвоением частоты

22

редактор И.Б.Силичева

Подписано в печать 05.03.34 . Формат 60х90 1/16. Бумага множительная. Печ.я. 1,37 . Уч.-изд. 1,37. Тираж 150 экз. Заказ 1/435. Ессплатно.

Ротапринт МФТИ

141700, Моск. обл., г.Долгопрудный, Институтский пер., 9


Для получения импульоов излучения малой длительности и большой можности применяется метод модуллции добротности ревонатора лазера. В данной лабораторной работе изучается работа твердотельного лазера на основе AИГ:Nd³⁺n режиме модулированной добротности и процесо нелинейного преобразования излучения данного лазера в нелинейном кристалле.

YACTE I

§ I. Твердотельный мазер на АИГ: Nd 3+

В настоящее время наиболее популярными материалами для твердотельних дазеров являются стекло и алюмо-иттриевый гранат (АИГ), активированные нонамы неодима. При этом в дазерах, работыкших при малых средних мощностях накачки используется, как правило, стекло с неодимом, тогда как в лазерах с высокой средней мощностью накачки - АйГ: Ncl^{3+} . Такое разделение областей применимости материалов обусловлено тем, что при вноской средней мощности накачки происходит интенцивнез тепловыделение в активном элементе (АЭ), что приводит при низкой теплопровод ности материала (стекло) к значительному разограву АЭ и воледствии этого к ухудшению генерационных характериотик лазера и даже разрушению $\Lambda 3$. В лазере на $\Lambda M\Gamma \colon \mathcal{N} d^{34}$ эти эффекты выражены значительно слабее по сравнению с лазером на стекле в силу высокой теплопроводности и прочности АИГ, что и определяет, наряду с високами спектроскопическими характериотиками, его широкое использование в лазерах с высокой средней мощностью накачки.

Схема уровней иона-активатора ($\mathcal{N}d^{3\dagger}$) изображена на рис. I. Наиболее сильная линия люминесценции соответствует переходу между уровнями $4F_{3/2}-4I_{11/2}$ ($\lambda=1,064$ мкм). Поэтому именко на этом переходе осуществляется, как правило, работа лазера на АИГ: $\mathcal{N}d^{3\dagger}$, хотя при определенных уоловиях такой лазер может работать и на других длинах волн ($\lambda=1,35$ мкм, $\lambda=0,9$ мкм). При компатной температуре можно очитать, что генерация на переходе $4F_{3/2}-4I_{11/2}$ происходит по четврехуровневой схеме. Спектр погложения понов неодима заключен, в основном, в диапазоне от 0,5 до 0,3 мкм. Поэтому для оптической накачки АИГ: $\mathcal{N}d^{3\dagger}$ исполь-



зуют, как правило, газоразрядние ламин с криптоновым или ксеноновым наполнением, интенсивно излучающие в данной области спектра. КЩД лазера на АИГ: Nd^{3+} завиоит от режима работы лазера, размера АЭ, мощности накачки и т.п. и лежит в районе I%.

Приведем также численные значения основных параметров АМГ: Nd^{37} , необходимых для проведония тех или иных оценочных расчетов: время жизни метастабильного уровня T=

0.23·10⁻³ сек, количество ионов активатора в I см³ при концентрации 1 ат.%- $\mathcal{N}=6\cdot10^{19}$ ионов/см³, сечение взаимодействия излучения с веществом в центре линии перехода $4F_{3/2}-4I_{11/2}$ $\delta=8.8\cdot10^{-19}$ см² (в дазере на стекле $\delta=1\div4\cdot10^{-20}$ см²), потери в актирном элементе $\Delta\simeq0.003\div0.01$ см¹, энергия кванта излучения с $\lambda=1.06$ мкм $\hbar\omega\simeq1.83\cdot10^{-19}$ дж.

§ 2. Работа лазера в режиме модулированной добротности

Изучение процессов, происходящих в лазере при различных режимах работи, пропедем с помощье, так называемых, скоростных уравнений. Эти урагления могут быть получены строгим путем из получениеской теории, но их можно легко записать меходя из физических соображений. Именно таким образом мы и поступим. Рассмотрим идеальную четырехуровненую систему, изображениую на рис2. При этом будем полагать, что время жизни уровней 1 и 3 много меньше премени жизни уровня 2(T), поэтому заселенностями уровней 1 и 3 можно пренебречь $(N_f = N_2 = 0)$. Тогда изменение заселенности верхнего генерационного уровня dN_2 будет силадиваться из прихода частиц за счет накачки $(Rdt = N_0 W_H dt)$, где W_{H^+} коэфінциент пропорциональных интенсивности накачки), ухода частий за счет спонтаниях и безизлучательных переходов со 2-го уровня на первый $(-N_2 e^{-1})$ и выпуждениях переходов со 2-го




Рис.2.

уровня на первый, вызванных имеющимоя в резонаторе излучением (-Bq N2dt,
где 9- полное числю фотонов в резонаторе, 8- коэффициент, пропорциональный
коэффициенту Зйнштейна В21).
С другой стороны, изменение числа фотонов в резонаторе d 9 определяется
фотонами, появившимися при
вынужденном переходе 2-1
(V2BqN2dt где V2-объем
зоны генерации) и потерями
издучения (поглощение, про-

пускание выходного зеркала, дифракционные потери и т.п. -9dt/cгде C_c — время затухания излучения резонаторе). Исходя из этого, можно записать следующие уравнения

где N — общее число активных монов в единице объема. Вводя инверсную заселенность уровней 2 и І N по формуле $N=N_2-M_1\approx N_2$ уравнение (1) можно переписать в виде:

$$\dot{n} = (N-n)W_H - Bqn - n/\tau$$

 $\dot{q} = (BnV_a - 1/\tau_c)q$ (2)

Выведем явный вид коэффициентов \mathcal{B} и \mathcal{T}_{c} . Для этого рассмотрим прохождение по резонатору волны интенсивности \mathcal{I} . Изменение интенсивности \mathcal{I} при прохождении волной слоя \mathcal{I} в активной среде дается выражением $\mathcal{I} = \mathcal{I} \cdot n \cdot T \cdot \mathcal{I}$, где $\mathcal{I} = \mathcal{I} \cdot n \cdot T \cdot \mathcal{I}$ по сечение перехода $\mathcal{I} \rightarrow \mathbf{I}$ на частоте рассматриваемой моды резонатора. Пусть $\mathbf{I} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{I}$ по мощности, а $\mathcal{I} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{I}$ при полном проходе резонатора записывается в влде:

$$\Delta I = [(1-T)(1-T_1)^2 \exp(2\sigma n\ell) - 1]T, \qquad (3)$$

где $\mathcal{T}_{\mathcal{I}}$ - внутрирезонаторные потери за проход, которые включают потери на рассеяние, погложение, дифракционные потери и т.п. Выражение (3) можно переписать в виде:

$$\Delta I = \left[exp \left(2\sigma n\ell - 2 \right) - 1 \right] I , \qquad (4)$$

rne

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_0 = -\ln(1 - T_1) - \frac{1}{2}\ln(1 - T) . \tag{5}$$

В случае, когда $\mathit{Inl-3} < 1$, экононенциальную функцию в (4) можно разложить в ряд и приближенно получить следующее выражение:

$$\Delta I = 2(\sigma n \ell - r)I. \tag{6}$$

Если обе части этого выражения разделить на время $\Delta t = \frac{2L_p}{c}$, за которое излучение делает полний обход резонатора, и воспользоваться приближением $\Delta I / \Delta t = d I / \Delta t$, то получим

$$\frac{dI}{dt} = \left[\frac{\sigma \ell c}{L_p} n - \frac{\delta^2 c}{L_p} \right] \underline{T} . \tag{7}$$


Поскольку число фотонов Q в резонаторе пропорционально T то, оравнивая (7) с (26), имеем

$$B = \frac{\sigma \ell c}{V_a L_p} = \frac{\sigma c}{V}$$
 (8)

$$T_c = \frac{L_p}{\gamma c}, \qquad (9)$$

где V - объем моды резонатора, тем оамым определена связь между коэфтициентами В . Тс, параметром усиливающей ореды о и дегко измеримыми параметрами резонатора V , Lp . 27 .

Перейдем теперь к анализу работы дазера в режиме модулированной добротности. В таком режиме потери излучения в резонаторе меняются во времени так, как показано на рис. 3. При этом за время 1 за счет накачки происходит накопление большой инверсной населенности, которая высвечивается в виде короткого мощно-



то импульов излучения при уменьшении потерь до велицина и модуляция потерь осуществляется в лазере о помощью модулятора добротности (механического, паосивного, акустооптического или электрооптического). В нашей лабораторной работе используется электрооптический модулятор добротности, принцип действия которого будет описан ниже. А сейчас рассмот-


рим более подробно поведение инверсии и излучения в режиме мо-дулированной добротности. В период, когда потери велики (0, t_1), как следует из (5) и (9), t_1 / t_2 — очень большая величина ($\gg Bn t_2$), следорательно из (26) имеем $q \simeq 0$. При этом система уравнении (2) переходит в одно уравнение:

$$n = (N-n)W_{H} - n/\tau$$
 (10)

Решением этого уравнения при $W_H = const$ с учетом того, что при t=0 N=0, является

$$n = \frac{W_H N}{4\pi + W_H} \left[1 - e^{-\left(\frac{1}{\tau} + W_H\right) t} \right]. \tag{II}$$


График записимости h/t) показан на рис.4. При $t \gg \frac{7}{1+TW_H}$



Pug. 4 -

м(t) = no ≡ Wh N (12)

т.е. n(t) стремится к некоторому значению, которое характеризует заселенность уровня 2, при котором устанавливается динамическое равновесие между числом частиц, забрасываемых с помощью накачки на 2-ой уровень, и числом частиц, учедших вниз



тонов не достигнет уровня, при котором вынужденные переходы начинают конкурировать с процессом накачки и спонтанными переходами (т.е. момента, когда $Bqn \sim N/T \sim (N-n)W_H$), поведение инверсии по прежнему приближенно описывается уравнением (IO). С другой сторони, во время гигантокого импульса процессы вынужденных переходов превалируют над воеми другими, т.в. $Bqn \gg n/T \sim (N-n)W_H$, и вместо системы уравнений (2) можно приближенно написать следующую:

$$\dot{n} = -Bqn$$
 (a) (I3)

Обично именно такая сиотема уравнений решается при апализе поведения гигантского импульса. Эта оистема, несмотря на кажущуюся простоту, аналитически не разрешима. Мы ограничимся лишь некоторым анализом этой системы. Из (I36) легко видеть, что $\dot{q}=0$, т.е. мощность гигантского импульса максимальна в момент времени $\dot{t}=\dot{t}o$, когда

$$n = n_{nop} = \frac{1}{T_c B V_a}.$$
 (14)

В этот момент усиление излучения за двойной проход (Впо Va) равно потерям (Р/Сг). Уровень инверсной заселенности по при котором достигается такое равенство, называется пороговым уровнем заселенности. Очевидно, что лишь при таких уровнях накачки WH, которые позволяют получить по проговом двозможна генерация. Поскольку обычно длительность импульса накачки значительно больше времени жизни метастабильного уровня С, то пороговую интенсивность накачки Whoo можно оценить, используя (12) и (Та):

$$W_{H \, nop} \simeq n_{nop} \frac{1}{N \cdot t} = \frac{1}{B \, V_0 \, T_c \, T N} \tag{15}$$

После того, как инверсная заселенность опустилась ниже порогового уровня (рис.5), излучение в резонаторе начинает затухать, при этом продолжается уменьшение инверсии заселенности за счет вынужденных переходов 2→I. Если мощность импульса невелика, то он затухнет быстро и не успеет обросить всю инверсию. При этом инверсия опускается чуть ниже порога и затем начинается

новый цикл ее накопления в соответствии с уравнением (10). Такая ситуация реализуется в свободном режиме генерации. В случае
гигантского импульса мощность импульса велика и он успевает
сбросить инверсию практически до нуля (рис.5). После того, как
импульо излучения затухнет, начинается новый рост инверсной заселенности. Если при этом онять увеличить потери (t_2), то генерации не возникнет. Если же этого не сделать, то после достижения $N=N_{nop}$ начиется свободная генерация, состоящая, как правило,
из небольших кастичных пичков. В заключение этого рассмотрения
укажем тарактерные длительности процессов: длительность импульса накачки $t_R \simeq 300 + 400$ мксек, $t_1 \sim 200$ мксек, $t_1 \sim t_1 \simeq 100 +$ 300 нсек, длительность импульса генерации $t_1 \sim 100$ нсек, $t_2 \sim t_1 \simeq 1$ мксек (см. рис.5).


§ 3. Работа электрооптического модулятора добротности

Для управления потерями резонатора в настоящее время широко используют электросптические модуляторы добротности. Действие таких модуляторов основано на электросптическом эффекте Керра или, что более общепринято, линейном эффекте Поккельса. Рассмотрим работу модулятора на основе кристаллов типа КДП, в котором наблюдается линейный электросптический эффект Поккельса. Такие кристаллы являеются односсными и уравнение оптической индикатриссы для них имеет вид:

$$a_{10} x^2 + a_{20} y^2 + a_{30} z^2 = 1$$
, (16)

где $a_{10}=a_{20}=\frac{1}{h_0^2}$, $a_{30}=\frac{1}{h_0^2}$, z — оптическыя ось кристалла и n_0,n_0 — показатели преломления для обыкновенной и необыкновенной волны.

Если к жристаллу приложить электрическое поле вдоль оси \mathbb{Z} , то окружность, которая предотавляет собой сечение оптической индикатрион плоскостью $\mathbb{Z}=\mathcal{O}$ (рис.6) при отсутствии электрического поля, деформируется в эллипс с главными осями ОХ и ОУ , составляющими угол $\mathbb{Z}/4$ с осями ОХ и ОУ. Таким образом, при наложении поля криоталл становится двуосным и показатели преломления вдоль новых осей зависят от напряженности электрического поля \mathbb{R} .



Можно показать, что $n_{x'} = n_0 + \frac{1}{2} n_0^3 r_{63} E$, $n_{y'} = n_0 - \frac{1}{2} n_0^3 r_{63} E$, (17)

где 63 - коэффициент электрооптического тензора.

Если свет, падающий на кристалл, поляризован линейно вдоль направления ОХ или ОУ, то в кристалле, при наличии внешнего поля, распространяется две ортогонально поляризованные компоненти с одинаковыми ампли-

тудами и разными скороотями. Пройдя путь ℓ , они приобретают разность йкіз Γ

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\lambda} (n_{\chi i} - n_{\chi i}) \ell = 2\pi n_0^3 r_{63} \frac{E \ell}{\lambda} = 2\pi n_0^3 r_{63} \frac{\mathcal{U}}{\lambda} , \quad (18)$$

где \mathcal{U} — напряжение, приложенное к кристаллу. Свет на выходе из кристалла становится в общем случае эллиптически поляризованным.

При отсутствии напряжения (Γ =0) поляризация света на выходе из кристалла совпадает с исходной, при Γ = \Re поляризация перпендикулярна исходной. Если теперь кристалл поместить между двумя поляризаторами, мы получим амплитудную модуляцию света. При Γ = \Re пропускание такого модулятора будет равно нулю. Напряжение, соответствующее Γ = \Re , называется полуволновым напряжением:

$$\mathcal{U}_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{2n_o^3 \Gamma_{63}} \tag{19}$$

Таким образом, если в резонатор лазера поместить электрооптический кристалл, наколящийся в парадлельных или скрещенных поляризаторах, то, подавая на него соответствующее напряжение, можно получить модуляцию потерь. Для модуляторов на основе эффекта Поккельса необходимые напряжения лежат в пределах 135 кв, для ячеек керра требуется 10:20 кв. Время переключения ~10-9 оек, что вполне достаточно для обеспечения эффективной модуля-

§ 4. Генерация второй гармоники излучения лазера на АИГ: Nd 3+

В окльных световых полях поведение среды существенно меняется по сравнению со слабими полями. При прохождении электромагнитного поля через среду электронные оболочки атомов периодически деформируются под действием поля, и атом превращается в переменный диполь. Совокупное действие этих диполей приводит к появлению макроокопической поляризации P , зависящей от электрического поля волни Е. При слабых полях Е изменение каждого диподя повторяет изменение во времени внешнего подя Е. поэтому электромагнитная волна пороживаемыя колеолющимоя диполем, имеет ту же частоту что и основная волна. Интерференция этих вторичных волн приводит в однородной среде, согласно теории Гюйгенся, к оуммарной волне, распространяющейся в том же направлении, что и основная волна. При сильных световых полях ситуация меняется. Каждый элементарный диполь, хотя и колеблется с периодом винуждающей силы (частоты поля Е), но это колебание уже не является гармоническим. Ситуация здесь вполне аналогичная механическим колебаниям, например, колебаниям качелей, свокачивая которые на малый угол мы получим гармонические колебания. При увеличении амплитуды колебаний периодические колебания качелей уже не будут гармоническими.

Периодически меняющиеся диполи порождают переменную макроскопическую поляризацию среде P, которая при сильных полях, в общем случае, может быть записана в виде:

$$P = \angle E + \chi E^2 + \theta E^3 + \dots$$
 (20)

где α . E - линейная часть поляризации, порождающая волны той же частоты, что и основное поле E.

 $\chi E^2 + \Theta E^3$ и т.д. – нелинейная часть поляризации, которая порождает периодическое переменное электромагнитное поле, которов может быть разложено в ряд Фурье и тем самым в нем можно выделить поля с удвоен. Эй, утроенной и т.д. частотой. В общем случае ко-эфрициенты χ , χ , φ и т.д. являются тензорами первого, второ-

го, третьего и т.д. рангов.

Таким образом, резюмируя этот оильно упрощенний, но физически правильный анализ, можно оделать вивод, что если в среду входит гармоническая спетовая волна с частотой ω (одномерный случай)

$$E = A\cos(\omega t - k_1 z), \tag{21}$$

то колеблющиеся диполи из-за нелинейности (ангармоничности) ово-их колебаний становятся источником световой волны удвоенной частоты:

 $E_2 = A_2 \cos(2\omega t - K_2 z),$ (22)

ГД

 $K_2 = \frac{2\omega}{c} \sqrt{\mathcal{E}(2\omega)} .$

Волна второй гармоники получает энергию от основного излучения посредством возбуждения диполей в среде и их излучения.

Рожденные в различных точках среды волны второй гармоники интерферируют друг с другом. При этом в зависимости от соотношения окоростей распростренения источников второй гармоники и волны второй гармоники их интерференция может приводить либо к нарастанию волны второй гармоники, либо к их взаимному гашению. Легко понять, что вторичные волны будут офазированы и при сложении усиливать друг друга в том случае, когда фазовая скорость распространения второй гармоники равна фазовой скорости распространения возбуждения диполей, которые, очевидно, равны скорости распространения основной гармоники. Это можно показать и более строго, суммируя вторичные волны, рожденные в разных точках среды. При этом получается оледующее приближенное выражение для мощности второй гармоники:


 $P_{2} = P_{1}^{2} K_{1}^{2} \chi^{2} \frac{\sin^{2}\left(\frac{K_{2}-2K_{1}}{2}\ell\right)}{(K_{2}-2K_{1})^{2}},$ (23)

где P_1 - мощность основной гармоники, а K_1 и K_2 - волновые вектора основной и второй гармоник. При равенстве фазовых скоростей основной и фазовых гаромник $2K_1 = K_2$. Это условие называют условием фазового синхронизма. При выполнении этого условия, как следует из (23), происходит нарастание мощности второй гармоники $\sim C^2$ вплоть до величины, при которой P_2 становится сравнимой с P_1 . После

этого начинаются обратные процессы перекачки второй гармоники в основную частоту. Очевидно, что из-за дисперсии среды ($\mathcal{E}(\omega)\neq \mathcal{E}(\omega)$) равенство $2k_1=k_2$, $k_i=\frac{\omega_i}{c}\sqrt{\mathcal{E}(\omega_i)}$ в общем случае не выполняется. При этом величина ρ_2 обстро ооциллирует с увеличением ℓ и является, следовательно, небольшой величиной. В этих условиях трудно получить к.п.д. преобразования $\eta=\frac{\rho_2}{\rho_1}$ больше сотых долей процента.

Таким образом, единственный путь увеличения к.п.д. преобразования является выполнение условия синхронизма. Это условие может быть выполнено в анизотропных средах в случае, когда основная волна и полна второй гармоники имеют различную поляризацию.

Рассмотрим сечение поверхностей показателей преломления для необыкновенной и обыкновенной волн основной частоты второй гармоники в одноосном кристалле (например, КДР, рис.7).



Грацик сечений поверхностей показателя преломления для кристалла КДР для обисно-венной (0) и необыкновенной (2) волн;

Для частоть ω - индекс 1. Для частоть 2ω - индекс 2.

из рис.7 видно, что окружность $\mathcal{N}_1^{\mathcal{O}}$ и эллинс $\mathcal{N}_2^{\mathcal{O}}$ пересекаются в т.А. Следовательно, если основная волна распространяется под углом Θ (ом.рис.7) к оси нелинейного кристалла \mathbb{Z} и имеет поляризацию, соответствующую обикновенной волне ($\mathcal{N}_1^{\mathcal{O}}$), то для волны второй гармоники, распространяющейся в том же направлении и имеющей поляризацию, соответствующую необикновенной волне, показатель преломления $\mathcal{N}_2^{\mathcal{O}}$ будет равси показатель преломления основной волни $\mathcal{N}_1^{\mathcal{O}}$, т.е. $2k_1=k_2$ и условие цазопого синхронизма для этих волн будет выполнено. Поэтому, если поляризация падажиев волни вибрана так, что основная волна в кристалле пвляется обикновенной, а свойства кристалла тыслы, что в нем обикновенная полна основного издучения поэбуждает необизновень, полну иторо гормоники, то в

направлении θ следует ожидать резкого возрастания мощности второй гармоники. Этот эффект легко наблюдается в эксперименте.

Разобранный нами пример выполнения условия синхронизма (синхронизм типа 000) является простейшим. В общем случае условия синхронизма являются векторными, т.е. $\overline{K}_2 = \overline{K}_1' + \overline{K}_1'$, где \overline{K}_2' и \overline{K}_4' волновые вектора основной частоты, соответствующие волнам разной поляризации и разного направления распространения.

ЧАСТЬ П

§ 1. Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки приведена на рис.8. В нее входит дазер на АИГ: Nd^{3} , нелинейный кристалд, охема для временной регистрации издучения в свободном режиме, схема измерения энергии основного издучения и второй гармоники. Для юстировки оптической системы используется гелий-неоновый дазер, дазер на гранате состоит из осветителя, электропитического модулятора и зеркал резонатора. Ооветитель состоит из кварцевого цилиндрического блока, внешняя поверхность которого имеет серебряное покрытие. В отверстиях блока расположены импульсная ксеноновая дамия и активный кристалл граната. Для охлаждения дампы и кристалла используется раствор K_2 CrO_4 в дистиллированной воде, чтобы отфильтровать ультрафиолетовую часть излучения дампы, портящую активный кристалл.

Электрооптический модулятор представляет собой кристалл ПКПР, изображенный на рис.9. Поляризатором и анализатором в таком затворе служит срез в 45°, при этом используется свойство пвулучеотражения, заключающееся в том, что волни в анизотропной ореде о различными фазовыми скоростями и поляризациями отражаютоя под разнеми углами. Таким образом, на этом срезе происходит селекция. Рабочей, в нашем случае, является обыжновенная волна. При подаче напряжения на кристалл, обеспечивающую поворот поляризации луча на 90°, обыкновенный луч после двойного прохождения кристалла (рис.9) переходит в необыкновенный луч и выходит из модулятора под углом, обеспечивающим выход этого луча из резонатора.

Необходимо стметить, что охема электрооптического ватвора ныляется четвертьволновой, т.к. набег фазы $\widehat{\pi}$ происходит за два




Рис.8.

I, 2 - зеркала резонатора;

М - электрооптический модулятор добротности;

АЭ - активный элемент с осветителем и системой накачки и

: охлаждения;

ф - фотодиод;

4. - осциллограф С4-15;

нэ - нелинейный элемент на поворотном отолике;

имо-2 - измеритель мощности лазерного излучения;

3. - измерительная головка ИМО-2;

5. - лиафрагма;

6. - газовый лазер ОКГ-13;

7./ - поляризатор.




Рис.9. Ход лучей в электрооптическом крусталле "ТКДР со срезом в 45:

а) при отсутствии напряжения: разочий луч - Кро:

 б) при наличии напряжения: рабочий луч Кир после отражения от зеркала выводится из резонатора.

Puc. 9

прохода через кристалл. Это дает возможность вдвое уменьшить напряжение, прикладываемое к кристаллу.

Зеркала резонатора имеют коэффициент отражения 99% и 30%. Лазер разотает с частотой повторения импульсов накачки 50 Пц. Для преобразования излучения во вторую гармонику используется красталл $LiNSO_3$ с синхронизмом типа 000.

1 . 6 2. Юстировка лазера на гранате

Включить остировочный газовый лазер. Сдвинуть в сторону осветитель и переднее зеркало и вывести отражение от электрооптического модулятора на диафрагму. В общем случае на диафрагме
должно наблюдаться 5 отражений: 2 от заднего зеркала, 2 от заднего торца модулятора и I от переднего торца (удпоение изображений получается за счет двулучеотражения). Включить блок питания
электрооптического затвора и подать напряжение около I,5 кв на
затвор. При этом два пятна (одно от грани затвора и от зеркала)
должны угасать. Винтами остировки заднего зеркала свести их
вместе. Эти отраженные лучи и являются рабочими. Если на экране
наблюдается только три отражения, то проверить с помощью подачи
неприжения, какое из них рабочее, при этом остировку заднего

зеркала не производить.

Выставить осветитель и переднее зеркало по лучу газового лазера. Винтами карданной оправи вывести модуллтор так, чтобы рабочий отраженный луч, пройдл через активный элемент, попал на диафрагму. Проверку правильности этой операции провести о помощью подачи напражения.

Совместить отражения от активного элемента, переднего зеркала и рабочее отражение от модулятора и заднего зеркала.

- § 3. Включение и работа с лазером

Включить систему схлаждения и проверить наличие давления в шлангах, недающих воду в обветитель. После этого включить тумо, - леры "сеть" и "вкл" на слоке питания импульсной лампы, нажать кнопку "пуск" и держать до тех вор, пока не включится дежурная дуга, о чем сигнализирует щелчек и сласое непрерывное свечение лампы. Ваности тумолер "папряжение" в крайнее левое положение на слоке управления и гильчить тумолер "вкл". При этом блок пи-тания ложен расстать в режиме с частотой 50 гц. Повысить напряжение соответствующей ручкой до тех нер, пока не появится свосодивая генерация, в чем можно уселяться с помощью визуализатора.

Пля получения излучения в режиме модуляции добротности необходимо вилючить тумблер "сеть" на блоке витания электрооптического затверв и генератора импульсов Г5-15. После 2-3 мин.
програва приберов вилючить на блоке питания тумблер "високое".
Ручкой подачи напражения на блоке питания установить около 4 кв
(что соответствует на живля минеромитерметра значению 40). При
этом с блока управления накачной лазера на генератор импульсов
Г5-15 с надержией стноентельно начала импульса накачки, регулирусмой ручкой "задержка", поступает импульс. Он запускает генератор Г5-15, кеторын в насе стередь носывает импульс 100 в и
длятельностье 1 мнеж на блок управления модулятора. После этого слок управления стеривает медулитор и в резонаторе лазера начинает разенваткоя инпулье издушния.

Установить фотодиод у заднего зеркала резонатора. Включить фотодиод и осциллограф СІ-І6. Установить развертку 50 мксек/см. При этом на экране осциллографа должен наблюдаться импульо сво-бодной генерации. Уменьшая напряжение накачки до минимума генерации, определить пороговую энергию накачки (накопительные конденсаторы имеют вмкооть 100 мкф).

Включить измеритель мощности ИМО-2. Установить измерительную головку на пути излучения лазера и после прогрева присора онять зависимость выходной энергии излучения от энергии импульт са накачки. Построить график. Опредалить к.п.д. лазера в этом режиме. Объяснить временной характер излучения лазера.

BAHAHAE II

Изучение режима модуляции добротности резонатора дазера. Получить издучение в режиме модуляции добротности. Контроль осуществлять по показаниям фотодиода на осциплографе. Снять зависимость выходной энергии от энергии накачки. Построить график.
Учитывая, что длительность импульса генерации составляет 20 ноек,
оценить пиковую мощнооть дазера в моноимпульоном режиме. Определить к.п.д. дазера.

BAILAHUE W

Установить на пути излучения нелинейный кристалл. Вращая кристалл на столике, добиться по яркости излучения гармоники максимального преобразования. Установить после нелинейного кристалла фильтр СЭС, отражающий основное излучение, и измерить энергии излучения второй гармоники при тех же накачках, что были использованы в задании 2 и построить графики для кристалла LINBO3. Определить к.п.д. преобразования основного излучения во вторую гармонику, используя результаты задания 2, и построить графики.

SALAHUE IY

При максимальной энергии накачки, применяя методику задания 3, наладить схему измерения энергии второй гармоники. С помощью отолика, вращая нелинейные кристаллы, по углу определить ширины углов синхронизма $LiNBO_3$, для чего снять зависимость выходной энергии гармоники от угла поворота. Построить графики.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ

- почему повышение мощности накачки приводит к резогреву АЭ может приводить к его разрушение ?
- 2. Вивости скоростные уравнения для 3-х уровневой охемы.
- 3. В чем Вам видятся недостатки скоростных уравнений? Что они не учитывают ?
- 4. Винести формулу (II).
- 5. Вывести выражение для и (t) для трехуровневой схемы.
- 6. Чем ограничен максимальный энергостем с единицы объема АЭ в роженые молумированной добротности ? В каком лазере эта величать больше, на стекле с неодимом или на АИГ: Nd 3+ ?
 - 7. Осекать пороговую инверсную заселенность при пропускании выколього зеркала 30% и при потерях в резонаторе 20%.
 - 8. Вык изменяется параметры выходных импульсов при увеличении длини резонатора вивое ?
 - (9) как изменяются параметры выходного импульоа при увеличении коэффициента пропускания выходного зеркала?
 - 10. Оценить величину Va для используемого в работе лазера.
- 11. Как будет меняться длительность импульса генерации при увеличении энергии импульса накачки ?
 - В каком режиме работы (овободный, модуляция добротности) к.п.д. газа больше и почему ?
- 13. Объяснить насышение зависимости Еген (Енак) в режиме модувании добротности при увеличении энергии некачки.
 - С 14. Объяснить принцип действия электрооптического затвора. Как работает монулятор в данной лабораторной работе ?
 - 15. Объяснить физический смысл процесса генерации второй гармоники, условий синхронизма.
 - 16. Можно ли добиться выполнения условий синхронизма путем работы я области вномальной дисперсии ?
 - 17. Что такое одлипсоми показателей предомления? Как реализуются уоловия оинхронизма в нелинейных анизотропных средах?

- 18. Что такое синхронизм типа ООС . ОСС ? Как при этом овязаны показатели преломления обыкновенной и необыкновенной волны на обеих частотах ?
- 19. Симметрична ли кривая синхронизма?
- 20. Почему при преобразовании на выходе нелинейного кристалла виден светящийся круг, образованный второй гармоникой?
- Нарисовать зависимость мощности излучения и инверсной населенности от времени при прямоугольном импульсе накачки для трех одучаев:
- а) модулятор закрыт вое время;
- б) модулятор открыт вое время;
- в) режим модуляции добротности.
- 22. Вывести из физических соображений выражение (23)

Список литературы

- Звелто О. Физика лазеров. М.: Мир, 1979.
- 2. Мэйтленд А., Данн М. Введение в физику лазеров. М.:Наука, 1978.
- 3. Мустель Е.Р., Парыгин В.Н. Мэтоды модуляции и сканирование света. - М.: Наука, Т У.
- 4. Ценике Ф., Медвинтер С. Прикладная и нелинейная оптика. -М.: Мир. 1976.